



Perfusor® compact^{plus}

B | BRAUN



COMFORT CARE

COMPACT ^{plus}

Tempo para Cuidar!

Ambulatory Medical Center

Junho 2023

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Comfort Care

Junho 2023

Perfusor[®] compact plus

Mais Tempo para Cuidar



ECRÃ A
CORES



GUIA DE
UTILIZAÇÃO



MANUSEAMENTO
INTUITIVO



Flexibilidade
Sistema modular
para transporte
avancado e fácil.




Interface com instruções

O funcionamento
intuitivo e o guia de
utilização reduzem o
tempo de formação

Instalação da seringa

Instalação e start-up rápido com
segurança acrescida devido à drive
semi-automática.



Desenvolvemos o nosso conceito de processos para otimização de fluxos de trabalho e maior transparência. Identificamos cinco estágios de infusão e sugerimos os nossos produtos e serviços alinhados a cada etapa do processo.

Como todos têm a mesma origem, estão otimizados entre si. Assim, criamos soluções de sistemas avançados em todos os passos. Junte-se a nós elevando a fasquia em terapia de infusão.



PRESCRIÇÃO

ACESSO
AO DOENTE

PREPARAÇÃO

APLICAÇÃO

DESCARTE

CONSUMÍVEIS



Seringas Perfusor®
Seringa de 3 peças, 50ML,
Luer-Lock / M
(Caixa: 100 un.)
Refº: 8728844F-06

0,64 €*



Prolongador Perfusor®
PVC, 150 cm, Ø 1.5 x 2.7mm,
volume 2.9ml
(Caixa: 100 un.)
Refº: 8722960

0,61 €*

Comfort Care

Solicite ao seu Distribuidor habitual!

DADOS TÉCNICOS

Perfusor® compactplus	Descrição	
Tipo	Bomba de seringa de infusão	 98 mm 290 mm
Dimensão	290 x 98 x 220 mm (W x H x D)	
Peso	2.3 kg	
Proteção contra humidade	IP34 (protegido contra gotas em todas as direções)	
Ecrã	Código de cores matrix 2.4" TFT , 240x320 pixéis, Cores 262k, ângulo de visão: total 80°	
Tipo de bateria	Bateria recarregável de iões de lítio Tempo de funcionamento: aprox. 10h a 5 ml/h Tempo de recarga: aprox. 3h	
Taxas de fluxo	0.01 - 999.9 ml/h	
Exatidão	± 2% de acordo com IEC/EN 60601-2-24	
Taxa de Bolus	Taxa de administração 1-1,800 ml/h	
Marcas de seringas autorizadas	B.Braun Original Perfusor® Syringe, Omnifix® BD, Terumo Tamanhos: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml	
Biblioteca de fármacos	3,000 fármacos incluindo todos os parâmetros até 30 categorias de fármacos	
Referência	8717030	 1.274,05 €*

Porquê ter menos se pode ter mais?

Respondemos às suas necessidades.

Para mais informações contacte a Equipa da **B. Braun** através do email: clientes-ambulatorio.pt@bbraun.com

Esta campanha é válida até 30 de junho de 2023 ou até final de stock, e salvo erro tipográfico. Obs.: IVA não incluído. Caso não pretenda receber este tipo de informação, agradecemos que informe a B. Braun através do email indicado.

B. Braun Medical, Unipessoal Lda | Ambulatory Medical Center
Est. Consiglieri Pedroso, 80 | Queluz de Baixo | 2730-053 Barcarena
Tel. 214 368 242 | Fax 214 368 296 | clientes-ambulatorio.pt@bbraun.com | www.bbraun.pt
Contribuinte nº 501506543 | Cons. Registo Com. Cascais nº 501506543 | junho 2023